

## 質 問 回 答 書

案件番号	M2	
案件名称	自動体外式除細動器（AED）	
番号	質 疑	回 答
1	遠隔監視システムは不要でしょうか。	お見込みのとおりです。
2	「小児用電極パッド」について、小児／成人のモード切換スイッチを搭載するAEDであれば、成人用電極パッドで小児／成人に使用できるため、小児用電極パッドは不要と考えてよいでしょうか。 成人・小児共用の電極パッド2組を付帯します。	小児／成人のモード切換が可能な機種においては、小児用電極パッドは不要でよいものとします。その場合における電極パッドの数量は、「成人・小児共用の電極パッド2組」とします。
3	「AED収納ボックス」について、他社製AEDボックスでよいか。	据え置き型で、AEDが設置されていることを認識できる視認性を持ち合わせており、持ち出し時にブザー機能がある製品であれば、同等品とします。
4	「出力エネルギー」について、150Jから200Jに上がるエスカレーションタイプでもよいか。	出力エネルギーが段階的に上昇するタイプでもよいものとします。
5	「コーチング機能」について、次の機能があればよいか。 ・電源ONの状態から胸骨圧迫のリズム音が流れる。 ・心肺蘇生の開始時に「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」と音声ガイドが流れる。 ・心肺蘇生開始後30秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください。」と音声ガイドが流れる。	例示いただいた音声ガイド等があれば、「コーチング機能」を有するものとします。

6	<p>・心肺蘇生開始後2分経過後に心電図を解析するときに、「残り5回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れる。</p> <p>耳マークを取得していない機器について、表示パネル、操作ガイドの簡易説明書を付属している製品も同等品の認識でよいか。</p>	<p>設置予定施設においては、福祉避難所を予定しているため、耳マークを取得している機器以外は同等品として認めないものとします。</p>
---	---	---

回答日 令和 3年 5月 日